

OPTIBENT

Eliminuje přebytečné bílokoviny a koloidy v moštu a víně

POPIS

OPTIBENT je směs aktivních vápenatých bentonitů vytvořených speciálně pro získání účinné deproteinizace a dobrého usazování.

OENOLOGICKÉ VLASTNOSTI

OPTIBENT má skvělý výsledek jak u vín, tak u moštů. **OPTIBENT** eliminuje nestálé proteiny. Může se do moštu použít již v časném stádiu, aby se následně snížilo množství bentonitu požadovaného ve víně.

OPTIBENT snižuje objem usazenin i když se užívá ve větších množstvích (objem usazenin je 1% na úpravu 50g/hl).

APLIKACE

OPTIBENT se může do moštu použít hned zpočátku a také se může použít pro stabilizaci bílkovin ve vínu.

DÁVKOVÁNÍ

Dávka při použití do mostu a vína: 20 až 100 g/hL.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomalu nasypete **OPTIBENT** do vody a důkladně zamíchejte. Ujistěte se, že se prášek důkladně rozpustil, abyste předešli vytvoření hrudek (max. 10% roztoku – 100 g na litr vody). Ponechte bobtnat nejméně 2-3 hodiny (maximálně 12 hodin). Poté opět zamíchejte, aby vznikl rozzol. **OPTIBENT** je nyní připraven k použití. Doporučujeme použít kráslicí konektor.

Bezpečnostní opatření:

Produkt je určen pouze pro enologické a profesionální účely.
Použití v souladu se stávajícími předpisy

BALENÍ

5 a 25 kg

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřeném originálním obalu v suchém prostředí bez přístupu světla a zápachu. Po otevření urychleně spotřebujte. Datum spotřeby je vyraženo na obalu.